



Общее описание:

Ортодонтические проволочные устройства используются для выравнивания зубов в сочетании с брекет-системой, которая крепится к зубам пациента в ортодонтической клинике. Ортодонтические проволочные устройства состоят из дуговых проволочек, лигатурных стяжек, фиксирующей проволоки, вспомогательных приспособлений и спиральных пружин.

Показания к применению:

Ортодонтические проволочные устройства используются для выравнивания зубов в сочетании с брекет-системой при лечении пациентов подросткового и взрослого возраста на основании оценки врача. Эти устройства предназначены для назначения и использования только стоматологами и ортодонтами.

Использование продукта:

Стоматолог определяет подходящие устройства, сечения материалов и типы материалов для лечения каждого конкретного пациента. Стоматолог знает, какие устройства необходимо использовать на каждом этапе лечения пациента.



Артикульный номер и описание продукта:

Артикульный номер и описание продукта см. на этикетке продукта.



Указывает код партии производителя, чтобы можно было идентифицировать серию или партию.

Информация о составе материала:

Для получения подробной информации о составе материала см. веб-сайт компании Acme Monaco или коммерческую литературу. Веб-сайт: www.acmemonaco.com



Предупреждение:

Ортодонтические проволочные устройства предназначены только для одноразового использования. Повторное использование ортодонтического проволочного устройства может ухудшить эксплуатационные характеристики продукта и создать риск травмирования пациента.



Предупреждение:

Ортодонтические проволочные устройства продаются в нестерильном виде.



Предупреждение:

Этот продукт может содержать никель и/или хром (см. маркировку продукта). Известно, что небольшой процент населения страдает аллергией на никель и/или хром. Для пациентов, в отношении которых имеются данные об аллергии, выбирайте устройства, не вызывающие аллергической реакции. При появлении аллергической реакции немедленно снимите устройство.



Предупреждение:

Может вызывать рак и нарушения внутриутробного развития. Для получения дополнительной информации зайдите на сайт www.P65Warnings.ca.gov

Хранение и обращение:



Ортодонтические проволочные устройства продаются в нестерильном виде в единичных упаковках или навалом. Не требуется никаких особых условий хранения. Продукт можно хранить в предоставленной упаковке. Избегайте резкого обращения с продуктом, чтобы не допустить деформации и/или повреждения упаковки продукта. Если упаковка устройства была повреждена и/или устройства повреждены, их нельзя использовать.

Общая информация:

Нет никакой информации, которая бы исключала использование общедоступных средств по уходу за полостью рта.

Пережевывание твердой пищи может привести к поломке, отрыву или расшатыванию устройства или связанного с ним приспособления.

Некоторые виды спорта могут вызвать повреждение ортодонтического проволочного устройства и/или соответствующего приспособления, что может представлять риск причинения вреда в случае определенных спортивных травм.

Проконсультируйтесь с ортодонтом по поводу рекомендуемых мер предосторожности.

Ортодонтические проволочные устройства не тестировались на совместимость в среде МРТ. Всегда информируйте персонал, проводящий МРТ, или другие радиологические исследования, до начала процедуры, чтобы можно было предпринять надлежащие меры.

Дополнительная информация: Информацию о конфигурациях устройств, материалах, сечениях материалов и эксплуатационных характеристиках продукта см. на веб-сайте компании Асме Монасо или в коммерческой литературе. Веб-сайт: www.acmemonaco.com



Acme Monaco Corporation
75 Winchell Road
New Britain, CT. 06052 США
Тел. 001.860.224.1349
www.acmemonaco.com



0123



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Ганновер, Германия